

BITZER Laborautomation

Getreideanalyse – sicher, sauber, schnell & leise



Besatzautomat



Probenautomat



**Probenautomat
mit zweiter Besatzlinie**

Mehr Informationen unter
www.bitzer-waage.de
Einfach QR-Code scannen →



BITZER Besatzautomat

Automatische Probenreinigung und Ermittlung der Werte für Gutkorn, Sortierware und unverwertbaren Anteil über geeichte Waagen.

Vollständige Besatzanalyse in 1 Minute

Vorteile


- ▲ Einstiegsmodell zur Effizienzsteigerung in der Laborarbeit
- ▲ Zeitersparnis durch Aspiration, Sieben und eichfähiges Wiegen in einem Vorgang
- ▲ Kostenersparnis durch Wegfall separater Probenwaagen und Verwendung vorhandener Probenreiniger (Typ MLN oder SLN)
- ▲ Komfortgewinn durch Staub- und Schallschutz
- ▲ Modulares System: erweiterbar zum **BITZER** Probenautomat zur kompletten Automatisierung der Ermittlung der Getreidequalitätswerte, inkl. Anschluss von Ganzkornbestimmern
- ▲ Dokumentation für das Rückstellmusteretikett durch Druckeranschluss (optional)

Bedieneinheit zur zentralen Steuerung

Einfüllen der Getreideprobe

Probenreinigung

Ausdruck der Ergebnisse für das Rückstellmuster (optional)



BITZER Probenautomat

Automatische Probenreinigung und Ermittlung aller relevanten Getreidequalitätswerte.

Laborwerte in 2 Minuten

Zusätzliche Vorteile

- ▲ Komplette Laborautomation für die Schnellanalyse mit integrierten Probenreiniger SLN und Ganzkornbestimmer (z. B. Perten oder Foss)
- ▲ Zeitersparnis um Faktor 3
- ▲ Automatischer Ablauf von Besatz- und Qualitätsanalyse
- ▲ Zusammenführung aller Werte in einer Datenbank
- ▲ Ergebnisausdruck für das Rückstellmuster optional
- ▲ Integration weiterer Laborgeräte wie Fallzahlbestimmer
- ▲ Anschluss an **BITZER** Web Agrar Software oder an Fremdsysteme

Einfüllen der Getreideprobe

Touch-Bildschirm zur zentralen Steuerung

NIR-Analyse: Feuchte, Protein, Sedi u. a.

Probenreinigung

Ausdruck der Ergebnisse für das Rückstellmuster



**Parallele Probenreinigung
von zwei Getreidesorten
und Ermittlung aller
relevanten Qualitätswerte.**

BITZER Probenautomat mit zweiter Besatzlinie

Zusätzliche Vorteile

- ▲ Gleichzeitige Analyse von zwei unterschiedlichen Getreidesorten ohne Siebwechsel für hohe Annahmelleistungen
- ▲ Modulare Bauweise ermöglicht die nachträgliche Erweiterung auf Probenautomat mit zweiter Besatzlinie



BITZER Wiegetechnik GmbH
Benzstraße 3
D-31135 Hildesheim
Tel. +49 51 21/78 28 - 0
Fax +49 51 21/78 28-78

www.bitzer-waage.de
E-Mail: info@bitzer-waage.de



BITZER Servicepartner:

Region West
BITZER-Werr GmbH
Am Beckenberg 4
D-52134 Herzogenrath
Tel. +49 24 06 / 6 66 78 88

Region Ost
DAUM KG
Friedrichsberg 1A
D-06295 Lutherstadt Eisleben
Tel. +49 34 75 / 60 23 47

**Weitere Servicepartner
in Deutschland und Europa:**
[www.bitzer-waage.de/unternehmen/
servicepartner](http://www.bitzer-waage.de/unternehmen/servicepartner)